

A DECKSOHLEN - COVER - BOVENBOUW - RECOUVREMENT





- 1** Wählen Sie Ihr Modell
Choose the model
Kies het model
Choisissez le modèle
- | 4/4 | 4/4 A | 1/2 |
|---|---|--|
| langsohlig
full sole
langzilig
semelle entière | langsohlig medium A
full sole medium A
langzilig medium A
semelle entière medium A | kurzsohlig
half sole
kortzilig
semelle courte |
| | | |
- 2** Wählen Sie die Decksohle
Choose the covering
Kies de bekleding
Choisissez le revêtement
- | 5.02 | 5.03 | 1.03 | 1.11 |
|---|---|------|---|
| Blankleder
vegetal tanned leather
blankleders
cuirs végétaux | Futterleder
leather lining
voeringleders
cuirs doublures | EVA | Synth. Bezugsstoffe
synth. fabrics
synth. bekl.stoffen
tissus synth. |
- 3** Wählen Sie die Ausführung
Choose the finish
Kies de afwerking
Choisissez la finition
- | 0 | 5 |
|--|---|
| nicht perforiert
not perforated
niet geperforeerd
non perforé | perforiert
perforated
geperforeerd
perforé |
- 4** Extra Kombinationen mit PPT, PU-Schäumen etc. möglich
Combinations with PPT, PU-foams etc. possible
Combinaties met PPT, PU-schuimen ed. zijn mogelijk.
Des combinaisons avec PPT, PU etc. sont possibles.

B ZWISCHENSCHICHT - INTERMEDIATE LAYER - TUSSENBOUW - INTERCALAIRE


- 5** Wählen Sie das Material
Choose the material
Kies het materiaal
Choisissez le matériel
- | | | 7522.401 | 7522.402 |
|----|-------|--|---|
| | | weiß, hart
white, hard
wit, hard
blanc, dur | beige, weich
beige, soft
beige, soepel
beige, souple |
| | | | |
| 35 | 35/36 | • | • |
| 37 | 37/38 | • | • |
| 39 | 39/40 | • | • |
| 41 | 41/42 | • | • |
| 43 | 43/44 | • | • |
| 45 | 45/46 | • | • |
| 47 | 47/48 | • | • |

ELEGANT EINLAGEN ELEGANT INLAYS ELEGANT STEUNZOLEN SEMELLE ORTHOPEDIQUE ELEGANT




6 mit/ohne Versteifung
with/without stiffening tissue
met/zonder verstijvingsstof
avec/sans renforcement

		1.05	mit with met avec	ohne without zonder sans
				

7 Wählen Sie die Verarbeitung
Choose the processing
Kies de verwerking
Choisissez le façonnage


	geöffnet open open ouvert	geschlossen closed dicht fermé
		

8 Wählen Sie die Pelotte
Choose the pad
Kies de pelot
Choisissez le pelotte






		3.03	mit oder ohne (eingedrückte) Pelotte with or without (impressed) pad met of zonder (pers)pelot avec ou sans pelotte (incorporée)
			

C GRUNDLAGE - BASE - BASIS - BASE

9 Wählen Sie Ihr Modell
Choose the model
Kies het model
Choisissez le modèle

	4/4 langsohlig full sole langzilig semelle entière	4/4 A langsohlig medium A full sole medium A langzilig medium A semelle entière medium A	1/2 kurzsohlig half sole kortzilig semelle courte
---	--	--	---

10 Wählen Sie die Decksohle
Choose the covering
Kies de bekleding
Choisissez le revêtement

		5.02		5.03		1.03		1.11	
		Blankleder vegetal tanned leather blankleders cuirs végétals			Futterleder leather lining voeringleders cuirs doublures			EVA	Synth. Bezugsstoffe synth. fabrics synth. bekl.stoffen tissus synth.

Beispiele - exemples - voorbeelden - exemples



Stellen Sie Ihre eigenen **Kork/Walkledercroupon** Einlagen zusammen.
 You can combine your own **cork/walkcroupon** inlays.
 U kunt zelf uw **kurk/walkcroupon** steunzool samenstellen.
 Combinez vous-même votre semelle orthopédique **liège/croupon à mouler**



A DECKSOHLEN - COVER - BOVENBOUW - RECOUVREMENT

Walkledercroupon

Diese Einlagen sind immer mit Walkledercroupon bezogen.
 These inlays are always covered with Walkcroupon.
 Deze steunzolen zijn altijd bekleed met walkcroupon.
 Ces semelles sont toujours revêtues de croupon à mouler.

1 Wählen Sie Ihr Modell
 Choose the model
 Kies het model
 Choisissez le modèle

		langsohlig full sole langzellig semelle entière	kurzsohlig half sole kortzellig semelle courte	ORTHOFIT	Tiefschalenform shell-form pronounced kuipmodel forme de coquille prononcée
medium medium medium					
breit large breed large					



B ZWISCHENSCHICHT - INTERMEDIATE LAYER - TUSSENBOUW - INTERCALAIRE

3 mit/ohne Versteiffung
 with/without stiffening tissue
 met/zonder verstijvingsstof
 avec/sans renforcement


		1.05	
	mit with met avec		ohne without zonder sans

4 Wählen Sie die Verarbeitung
 Choose the processing
 Kies de verwerking
 Choisissez le façonnage

	geöffnet open open ouvert		geschlossen closed dicht fermé

5 Wählen Sie die Pelotte
 Choose the pad
 Kies de pelot
 Choisissez le pelotte

		3.03	
	mit oder ohne (eingedrückte) Pelotte with or without (impressed) pad met of zonder (pers)pelot avec ou sans pelotte (incorporée)		



KORK/WALKLEDERCROUPON EINLAGEN CORK/WALKCROUPON INLAYS KURK/WALKCROUPON STEUNZOLEN SEMELLE ORTHOP. LIEGE/CROUPON A MOULER

C GRUNDLAGE - BASE - BASIS - BASE

Kork

6 Wählen Sie Das Material
Choose the material
Kies het materiaal
Choisissez le modèle



7522.201

7522.201V

Naturkork
natural cork
natuurkurk
liège naturel

Naturkork + Versteiffung
natural cork + stiffening
natuurkurk + verstijving
liège naturel + renforcement



23	23/24	•	•
25	25/26	•	•
27	27/28	•	•
29	29/30	•	•
31	31/32	•	•
33	33/44	•	•
35	47	•	•



Beispiele - exemples - voorbeelden - exemples

4/4 medium Oberbau
4/4 medium upper
4/4 medium bovenbouw
4/4 medium en haut
75K12020

4/4 breit
4/4 large
4/4 breed
4/4 large
75K12030

breit mit Versteiffung
large with stiffening tissue
breed met verstijving
large avec toile thermocollante
75K22080

1/2 Kurzsohlig
1/2 half sole
1/2 kortzoolig
1/2 semelle courte
75K12050



AFT®

Advanced Foot Technology

Stellen Sie Ihre eigenen **Kork/Leder** Einlagen zusammen.
 You can combine your own **cork/leather** inlays.
 U kunt zelf uw **kurk/leder** steunzool samenstellen.
 Combinez vous-même votre semelle orthopédique **liège/cuir**.



1p.


A DECKSOHLEN - COVER - BOVENBOUW - RECOUVREMENT

Kork

- 1 Wählen Sie das Material
 Choose the material
 Kies het materiaal
 Choisissez le matériel

- 2 Wählen Sie Ihr Modell und die Größe
 Choose the model and size
 Kies het model en de maat
 Choisissez le modèle et la pointure

		7522.001	7522.002
		Latex Kork latex cork moussekurk liège mousse	Latex Kork mit Pelotte latex cork with pad moussekurk met pelot Liège mousse avec pelottes
	kein Gewölbe no vault geen gewelf sans voûte		35/36 ▶ 45/46
A	hohes Gewölbe pronounced vault hoog gewelf voûte prononcée	36A ▶ 42A	
B	Standard-Gewölbe standard vault normaal gewelf voûte standard	24B ▶ 46B	



B GRUNDLAGE - BASE - BASIS - BASE

Leder

- 3 Wählen Sie das Material, Model 4/4
 Choose the material, model 4/4
 Kies het materiaal, in patroon 4/4
 Choisissez le matériel, modèle 4/4

	Duralux	Rindspalte zugerichted splitleather pigmented rundsroute gepigmenteerd croute de vachette pigmentée

KORK/LEDER EINLAGEN
 CORK/LEATHER INLAYS
 KURK/LEDER STEUNZOLEN
 SEMELLE ORTHOP. LIEGE/CUIR

Beispiele - examples - voorbeelden - exemples

Standard



size 24-34
7520001



size 35-47
7520001B



size 36-42
7520001A

Gefertigt auf Kunden wünsch
 Upon clients specific requests
 Klantspecifieke modellen
 Sur demande spécifique du client



mit Pelotte
 with pad
 met pelot
 avec pelottes
 7520002



mit Duralux
 with Duralux
 met Duralux
 avec Duralux
 7520006



geschliffen
 levelled
 geschuurd
 égalisé
 7520010

